

## Solutions orthopédiques clés

### Favoriser la sécurité et le confort

La sécurité et le confort sont deux facteurs clés dans la vie de tous les jours des personnes de taille bariatrique. Il est important d'utiliser des produits de qualité qui sont non seulement confortables, mais qui offrent aussi un ajustement adéquat et la durabilité et la stabilité qui sont nécessaires pour les personnes plus corpulentes.



### Actimove®

#### Botte de marche Actimove®

La botte de marche Actimove® est la solution alternative moderne au plâtre. Elle convient au traitement postopératoire de blessures graves aux chevilles et à la suite de cassure au pied et à la cheville. La botte de marche Actimove® est offerte en version régulière et Air, laquelle comprend un système de pompe et de valve intégré. Grâce aux attaches à anneaux et crampons, elle peut être ajustée et retirée pour procurer un ajustement personnalisé, une application facile, et une stabilité et un support de qualité.

#7627004 : Régulier Bas TG

#7627009 : Régulier Haut TG

#7627204 : Air Bas TG

#7627209 : Air Haut TG

132653 J9 - .1M

## Soins bariatriques

### Fournir des solutions dignes et sécuritaires

Essity comprend que l'obésité est un problème croissant d'envergure mondiale qui peut causer l'incontinence. Pour aider à combler les besoins uniques des personnes de taille bariatrique, Essity offre une gamme complète de solutions de soins bariatriques pour l'incontinence pour aider ces personnes à se sentir dignes, protégées et confortables, en toute confiance dans leur vie de tous les jours.



Plus de renseignements, contactez-nous :  
1.800.510.8023 | [www.essity.com](http://www.essity.com)  
Soins médicaux 1.877.978.5526





## Solutions de compression

### Gestion à long terme efficace des maladies lymphatiques et veineuses

La gestion de l'œdème causé par des maladies lymphatiques et veineuses pose de nombreux défis aux personnes plus corpulentes. Il est crucial de maintenir la circulation de fluide dans les jambes, et que ce fluide soit absorbé par les vaisseaux des systèmes circulatoires et lymphatiques pour faire baisser l'enflure. Des vêtements à compression graduée appliquent une pression distale accrue tout en faisant baisser graduellement la pression à mesure que le vêtement travaille vers l'extrémité. En appliquant une quantité mesurée de pression aux jambes, le vêtement aide à gérer les troubles veineux en retirant l'excès de fluide et en réduisant le risque d'infection et de problème subséquent.

## Solutions de soins pour l'incontinence

### Problèmes de visite aux toilettes

Il peut s'avérer problématique pour les personnes corpulentes de visiter la toilette, en raison d'immobilité relative et de surpoids. Le positionnement, la mobilité difficile et la taille de la toilette peuvent poser des problèmes de sécurité. Il est important d'utiliser des produits de qualité et de la bonne grandeur, qui s'ajustent bien et qui absorbent adéquatement pour éviter les fuites imprévues et maintenir la dignité de la personne.

### Gestion des odeurs

Le contact direct peau sur peau cause des odeurs. Les plis cutanés profonds risquent d'abriter de l'humidité, ce qui fait augmenter la croissance de bactéries, de levures et de champignons. Évitez l'embarras et l'humiliation chez les personnes bariatriques en leur permettant de se sentir protégées, confortables et dignes pour vivre en toute confiance.

## Solutions de soins cutanés

### Favoriser l'hygiène

Le bain peut poser un défi pour bon nombre de personnes bariatriques qui risquent d'avoir des plis cutanés profonds et lourds, difficiles à nettoyer, en plus d'avoir de la difficulté à accéder au bain ou à la douche. Les personnes bariatriques peuvent souffrir de lésions corporelles et d'éruptions associées à la transpiration, à la friction et à des résidus. On appelle cette condition la dermatite associée à l'humidité (MASD).

### Protéger l'intégrité de la peau

Le maintien de l'intégrité cutanée peut être un problème chez les personnes bariatriques. Le système Soins cutanés TENA® offre une formulation non irritante au pH équilibré qui aide à contrôler les odeurs et à prendre soin de la peau délicate.



### Culotte TENA Stretch<sup>MC</sup>

Conçue pour combler les besoins spécialisés des personnes plus grandes ou corpulentes. Tailles plus grandes pour accroître le confort et la sécurité. Matériau respirable à 100 % avec technologie respirante TENA® ConfioAir<sup>MC</sup>.

- #61390 : Culotte TENA Stretch<sup>MC</sup> Ultra : TTG
- #61391 : Culotte TENA Stretch<sup>MC</sup> TTTF Bariatrique



### Culotte protectrice TENA® Extra

Conçue pour l'utilisation de tous les jours et les changements fréquents, elle procure une protection modérée à importante avec une couverture complète. Plus discrète, elle soutient les besoins individuels.

- #72518 : Culotte protectrice TENA® Extra : TTG
- #72508 : Culotte protectrice TENA® Plus : TTG
- #72427 : Culotte protectrice TENA® de nuit : TG



### Solutions Soins cutanés TENA®

La gamme Soins cutanés TENA® est centrée sur les soins de prévention et elle peut être adaptée aux besoins de la personne. Les solutions Soins cutanés TENA® n'irritent pas la peau et leur pH est équilibré pour protéger la peau délicate.

- Shampooing et nettoyeur pour la peau TENA®**
- #64353 : 5 mL
  - #64333 : 5 mL - sans parfum
  - #64363 : 500 mL
  - #64343 : 1000 mL - sans parfum

- Crème nettoyante TENA®**
- #64420 : 5 mL
  - #64405 : 5 mL - sans parfum
  - #64425 : 250 mL
  - #64410 : 250 mL - sans parfum
  - #64430 : 500 mL
  - #64435 : 1000 mL
  - #64415 : 1000 mL - sans parfum



- Crème protectrice TENA®**
- #64407 : 5 mL
  - #64406 : 100 mL



Les solutions de compression JOBST® sont conçues pour se prêter à tous les besoins personnels et aux divers styles de vie en offrant en vaste gamme de produits d'utilisation quotidienne dans des tailles, des styles et des niveaux de compression variés.

### Solutions de compression personnalisées JOBST® Elvarex®

JOBST® Elvarex® offre des options de compression lymphatique personnalisées qui s'ajustent aux contours des membres de la personne. Il s'agit du vêtement parfait pour une thérapie décongestive complète.



Ses avantages comprennent :

- Compression graduée contrôlée pour une gestion à long terme efficace du lymphœdème
- Excellente durabilité pour un port prolongé
- Tricot plat contre le corps qui ne s'agrippe pas aux plis cutanés

Pour plus de détails sur l'offre de produits JOBST® et JOBST® Elvarex, visitez [jobstcanada.com](http://jobstcanada.com)

### JOBST® FarrowWrap®

Gestion efficace d'œdème chronique et de lymphœdème.



### JOBST® Relax

Complément aux vêtements de compression de jour, offre une alternative aux solutions de compression de nuit comme les bandages de compression.

Le design mince, flexible et léger en fait la solution idéale pour se détendre en soirée. JOBST® Relax est conçu pour les patients qui souffrent de lymphœdème léger à grave en phase de maintenance et qui recherchent un vêtement qui convient mieux à leur style de vie.



# Pour en savoir plus, prenez rendez-vous dès aujourd'hui!

## 1.877.978.5526