

Nom du patient : \_\_\_\_\_

**INFORMATION RELATIVE AU PAIEMENT**

N° de compte	<input type="checkbox"/> Facturer le compte	Date
<input type="checkbox"/> Débitier la carte de crédit	<input type="text"/> <input type="text"/> Date d'exp. de la carte	N° du bon de commande
N° de la carte		N° de télécopie pour confirmation
Nom sur la carte		Courriel de confirmation

**ADRESSE DE FACTURATION**
**ADRESSE D'EXPÉDITION**
 Même que l'adresse de facturation

Nom de l'entreprise	Nom de l'entreprise
Adresse	Adresse
Attention	Attention
Ville Province	Ville Province
Téléphone Code postal	Téléphone Code postal


**SPÉCIFICATIONS DE LA COMMANDE**
 Devis seulement     Devis et commande

**Étape 1 : Déterminez la taille de la bande :**

- Mesurez la circonférence sous le buste, où se place le soutien-gorge.
- Descendez le ruban de 5 - 8 cm (2 - 3 po) pour mesure le tour de la cage thoracique.
- Utilisez la plus grande de ces deux mesures comme mesure pour la bande. Arrondissez les chiffres impairs (31 devient 32).

**Étape 2 : Déterminez la taille du bonnet :**

- Mesurez la circonférence à la partie la plus forte du buste.
- Soustrayez la taille de la bande de celle du buste (soit 1a ou 1b, selon la plus grande mesure) pour déterminer la taille du bonnet.


**Différence**

5 cm ou moins (2 po ou moins)

5 - 10 cm (2 - 4 po)

10 - 15,25 cm (4 - 6 po)

À une différence de plus de 15,25 cm (6 po), augmentez la taille de la bande de 1.

**Taille de bonnet**

A/B

C/D

DD/E

 TAILLE : 

 QTÉ : 
**COULEURS BELISSE**
 Chamois  Noir

**COULEURS DU COUSSINET**
 Chamois  Noir

**COUSSINETS**

Style : \_\_\_\_\_

Taille : \_\_\_\_\_

Style : \_\_\_\_\_

Taille : \_\_\_\_\_

Style : \_\_\_\_\_

Taille : \_\_\_\_\_

 Commentaires :
 

Nom de l'ajusteur ou du thérapeute : \_\_\_\_\_ Téléphone : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_

**Des questions? Contactez-nous au 1-877-978-5526 ou [ca.servicealaclientele@essity.com](mailto:ca.servicealaclientele@essity.com)**  
Toutes les ventes sont soumises aux politiques de retour, de garantie et d'assurance de JoViPak

# Belisse, coussinets prêts-à-porter pour la poitrine et la paroi thoracique

Belisse - Chamois				
TAILLE DE BANDE (CM)	TAILLE DE BANDE (PO)	BONNET A/B	BONNET C/D	BONNET DD/E
76,3	30			Non disponible
81,3	32			
86,4	34			
91,4	36			
96,5	38			
101,6	40			
106,7	42			
111,8	44			
116,8	46			
121,9	48			
127	50	Non disponible		

Belisse - Noir				
TAILLE DE BANDE (CM)	TAILLE DE BANDE (PO)	BONNET A/B	BONNET C/D	BONNET DD/E
76,3	30	Non disponible	Non disponible	Non disponible
81,3	32			
86,4	34			
91,4	36			
96,5	38			
101,6	40			
106,7	42			
111,8	44			
116,8	46			
121,9	48			
127	50	Non disponible		

**Coussinets pour la poitrine et la paroi thoracique** (taille basée sur la mesure de la bande, à moins d'indication contraire)  
 Petit 76,3 - 86,4 cm (30-34 po), Moyen 91,4 - 101,6 cm (36-40 po), Grand 106,7 - 111,8 cm (42-44 po), Très grand 116,8 - 127 cm (46-50 po)

Produit	Couleur	Quantité
Coussinet pour aisselle (plus large mesure du biceps)	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	P/M (30-38 cm) <input type="checkbox"/> M/G (38-46 cm) <input type="checkbox"/>
Rallonge Bellisse®	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	Taille unique <input type="checkbox"/>
Coussinet pour paroi thoracique	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> TG <input type="checkbox"/>
Coussinet de décolleté	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	Taille unique <input type="checkbox"/>
Coussinet pour double mastectomie	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/>
Coussinet inframammaire	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> TG <input type="checkbox"/>
Coussinet latéral	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/>
Mini-coussinet pour aisselle	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> TG <input type="checkbox"/>
Encart rembourré (taille du bonnet)	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	A/B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> DD/E <input type="checkbox"/>
Coussinet post-lumpectomie (taille du bonnet)	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	A/B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D/DD <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>
Coussinet pour muscle dentelé antérieur	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> TG <input type="checkbox"/>
Coussinet unilatéral post-mastectomie	Chamois <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> TG <input type="checkbox"/>

