

Nom du patient/Code ID ou N° du dossier _____ DDN _____ Date _____

Adresse _____ Genre M F

Ville/province/code postal _____

Diagnostic _____

N° du bon de commande

Commande initiale Renouvellement de commande avec changements
 Renouvellement de commande exacte N° de schéma _____

Nom de l'ajuteur _____ N° de l'ajuteur _____ Tél. de l'ajuteur _____

Établissement de l'ajuteur _____ Courriel _____

Expédier au n° de compte _____ Nom du compte _____

Adresse _____ Ville _____ Province _____ Code postal _____

Courriel _____ Tél. _____ Téléc. _____

Facturer au n° de compte _____ Nom du compte _____

Adresse _____ Ville _____ Province _____ Code postal _____

Courriel _____ Tél. _____ Téléc. _____

N° de téléc. pour confirmation _____

Courriel _____

En choisissant de communiquer par courriel (ci-haut), je reconnais que les renseignements personnels sur la santé liés à cet achat pourraient être transmis par Essity sans être chiffrés.

Quantité/Classe	CLC1 (15-21 mmHg*)	CLC2 (23-32 mmHg*)
	Gauche	
Droit		

Couleur

- Beige Caramel Noisette **NOUVEAU!**
 Noir Chiné Jeans Canneberge **NOUVEAU!**
 Chiné rouge Chiné anthracite

Styles

- CG1
 AG1

Options pour le coude

- Zone confort au coude

Options de flexion pour le coude

- Coude 25 degrés (standard)
 Coude 45 degrés

Coutures décoratives en option **NOUVEAU!**

- Or Argent Multicolore

Options d'ornement

- Détail décoratif (devant du vêtement)
 Init. patient
 Max. 2 lettres (A à Z) _____


Bande de silicone

- Pas de silicone
 2,5 cm SoftFit
 2,5 cm au-dessus
 2,5 cm intérieur 1/2

Élévation latérale = 10 % de la circonférence à G et n'est pas ajustable (p. ex. si cG est 35 cm, l'élévation latérale sera 3,5 cm)

Mesure de la circonférence (cm)

Mesure de la longueur (cm)



Directives pour la prise des mesures

(Ne s'appliquent qu'à la gamme Confiance)

Consulter le schéma du bras pour la tension applicable à chaque point de mesure.

Mesurer chaque circonférence à la main, aux doigts et au pouce, sans serrer. Consultez les Directives de mesure JOBST pour obtenir l'information pertinente détaillée.

0 sans tension


+ légère tension

cG = 0 sans tension avec bande de silicone

cG = + légère tension sans bande

lC1 = 5 à 7 cm au-dessus de cC

(lCG Mesure avec coude fléchi)



* Pression nominale

Pour obtenir des formulaires de commandes additionnels, visitez le site :

<http://www.jobstcompressioninstitute.com/resources/orders>